

High-Q-Bond™

LIGHT CURE RETAINER

KZ

Ортодонтикалық ретейнерлерді бекітуге арналған материал

Қолдану жөнінде нұсқаулық

1. Тістердің үстіңгі бетін пастамен және щеткамен тазалау керек.
2. Шайып, кептіру керек.
3. Дәрілейтін гельмен 20 секунд дәрілеу керек. Шайып, кептіру керек.
4. Дайындалған бетті оқшаулау керек.
5. Ретейнерді тіске орнатып, цементті ретейнерге және тіске қысып шығару қажет.
6. Ретейнердің нақты қай орында орналасуы қатайғанға дейін анықталуы керек (шамамен 60 секунд).
7. HIGH-Q-BOND LIGHT CURE RETAINER материалының артығын ол қатпағанға дейін мақта жұмыршасының көмегімен, егер де ол қатайған жағдайда, скалмермен оңай алып тастауға болады. Қатпаған материал ашық қызғылт сары түстес болады.
8. Әрбір тістің маңайын 20 секунд жарықпен қатайту керек.
9. Жарықпен қатайтудан кейін материал ашық қызғылт сары түсін ақ түске өзгертеді. Бұл толық полимеризацияның индикаторы қызметін атқарады.

Сақтық шаралары

Салқындату тұтқырлықты арттырады, материалды шприцтен қысып шығару қиынға соғады және ол ақырын қатады. Құрамында сезімтал терісі бар адамдарда жана-спалы аллергиялық дерматит тудыратын полимерленетін мономерлер бар. Қолданғаннан кейін қолды сабындап, сумен мұқият жуу керек. Егер де тері сезімтал болса немесе полиметилакрилатқа аллергия бар болған жағдайда, қолдануды дереу тоқтату қажет.

Қасиеттері

- Ретейнердің барлық түрін бекітуге арналған.
- Фотохроматикалық технология.
- Қатайтылғаннан кейін қызғылт сары түс ақ түске ауысады.
- Фтор бөледі.
- Құрамында тістің металдан жасалған беттермен берік қосылысына арналған 4-Мета бар.

Сақтау шарттары

- Сақтау температурасының 24 °C (75 °F) – тен жоғарыламауын қадағалау керек.
- Тікелей күн сәулесі түсуден сақтау керек.
- Салқын күйінде сақтау қажет.
- Қатыруға болмайды.
- Сақтау мерзімі 2 жыл.

 **B.J.M. Laboratories Ltd.**
12 Hassadna St., Industrial Park,
Or-Yehuda 6022011, Israel
tel. 972-3-7353888 fax. 972-3-7353020
Info@bjmlabs.com www.bjmlabs.com

QUASER S.r.l.
Via Pian due Torri 19, 00146 Rome, Italy
tel. 39-06-55282325 fax. 39-06-55290821
info@quasersrl.it www.quasersrl.it



High-Q-Bond™

LIGHT CURE RETAINER

RU

Материал для фиксации ортодонтических ретейнеров

Инструкция по применению

1. Почистить поверхность зубов пастой и щеточкой.
2. Прополоскать и просушить.
3. Протравить в течении 20 секунд протравливающим гелем. Прополоскать, просушить.
4. Изолировать подготовленную поверхность.
5. Поместить ретейнер на зубы, выдавить цемент на ретейнер и на зубы.
6. Точное положение ретейнера должно быть установлено до начала затвердевания (примерно 60 секунд).
7. Излишки HIGH-Q-BOND LIGHT CURE RETAINER можно легко стереть с помощью ватного валика до тех пор, пока он не начал затвердевать, либо скалером, если он уже затвердел. Незастывший материал ярко оранжевого цвета.
8. Отвердить светом в области каждого зуба в течении 20 секунд.
9. После светоотверждения материал изменит цвет с ярко оранжевого на белый. Это служит индикатором полной полимеризации.

Меры предосторожности

Охлаждение увеличивает вязкость, материал сложнее выдавить из шприца и он медленнее твердеет. Содержит полимеризуемые мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у людей с чувствительной кожей. После контакта тщательно промыть водой с мылом. Если кожа чувствительная, или существует аллергия на полиметилакрилат, немедленно прекратить использование.

Свойства

- Для фиксации всех видов ретейнеров.
- Фотохроматическая технология. После отверждения оранжевый цвет меняется на белый.
- Выделяет фтор.
- Содержит 4-МЕТА для надежного соединения зуба с металлическими поверхностями.

Хранение

- Не подвергать воздействию температуры, превышающей 24°C/75°F.
- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- Хранить охлажденным.
- Не замораживать.
- Срок хранения 2 года.