

PRIMA Quick™

PRIMA Quick

Универсальная самопротравливающая адгезивная система.

Регистрационное удостоверение в РБ № ИМ-7.104884

Применение:

Универсальная адгезивная система для прямых композитных реставраций. Адгезивная фиксация коронок и мостов, включая вкладки и накладки. Адгезивная фиксация стекловолоконных штифтов и шинирующей ленты.

Инструкция по применению:

Подготовка зуба

Подготовить зуб в соответствии с клиническими показаниями

Применение Quick Prime

1. Нанести достаточное количество Quick Prime на подготовленную хорошо высушенную поверхность зуба и оставить на 15 секунд (рис. 1)
2. Удалите растворитель струей воздуха 10 секунд (рис. 2)

Применение Quick Bond

3. Нанести достаточное количество Quick Bond (рис. 3)
4. Удалить растворитель при помощи сильной струи воздуха в течение 10 секунд или до прекращения ряби жидкости на поверхности (рис. 4). Если поверхность окажется покрытой не полностью, нанесите материал дополнительно (рис. 6)
5. Светополимеризуйте в течение 20 секунд (стандартный режим).
6. Если обрабатываемая поверхность в пределах дентина, рекомендуется нанести второй слой Quick Bond. Удалите излишки струей воздуха, (10 секунд) но не пересушивайте. Нет необходимости проводить светополимеризацию.
7. Окончательная прямая реставрация проводится по выбору любым композитным материалом. Для непрямых реставраций, используйте Prima Quick Prime в сочетании с High-Q-Bond Adhesive Resin Cement.
8. При использовании самополимеризующихся композитов или когда световая полимеризация невозможна (фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале, металлокерамических коронок и т.д.), смешайте равное количество капель 2 секунды в чистой посуде Auto-Cure-activator и Quick Bond. Далее используйте согласно пп. 2, 3, 7. Если смесь используется с композитами самоотверждаемыми или двойного отверждения таким, как Q-Core, рекомендуется световая полимеризация для максимальной адгезии.

Генеральный дистрибьютор в Республике Беларусь:

ООО «Салвум»

220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97 | 24

+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77

т/ф +375 (17) 395 73 30, salvum.med@hotmail.com



Свойства:

Prima Quick – это самопротравляющая адгезивная система шестого поколения, которая обеспечивает высокую адгезию к дентину и к эмали. В систему Prima Quick входит самопротравляющий праймер Quick Prime на кислотно-водяной основе и светополимеризуемый адгезив Quick Bond. Prima Quick используется как бондинговая система для надежного связывания любых композитных материалов и реставраций к структурам зуба. Последние исследования показывают, что Prima Quick в состоянии обеспечить прочность на разрыв более 20 МПа к эмали и дентину. Фотографии электронного микроскопа показывают, что применение Prima Quick, содержащий умеренно кислотный праймер, формирует существенную гибридную зону на поверхности дентина. В отличие от техники Total Etch/Total Bond (тотальная протравливание/тотальная адгезия) самопротравляющий праймер не раскрывает полностью дентинные канальцы. Праймер Quick Prime растворяет смазанный слой и благодаря своим высоким гидрофильным свойствам проникает в дентинные канальцы, формируя уплотнения. На эмали система Prima Quick образует заметную структурную зону с увеличенной площадью контактной поверхности, что улучшает адгезию к эмали.

Содержимое упаковки:

Набор Prima Quick:

- Праймер Prima Quick Prime – 1 флакон 5 мл,
- Адгезив Prima Quick Bond – 1 флакон 5 мл,
- Аппликаторы оранжевые для праймера Prima Quick Prime – 50 шт.,
- Аппликаторы зелёные для адгезива Prima Quick Bond – 50 шт.,
- Палетка для смешивания – 1 шт.,
- Инструкция по применению.

Дополнительно в отдельных упаковках:

- Праймер Prima Quick Prime – 1 флакон 5 мл и Инструкция по применению,
- Адгезив Prima Quick Bond – 1 флакон 5 мл и Инструкция по применению.

Состав:

Акселератор полимеризации, 4-метакрилоксиэтилтримелитиковая кислота, Дендритный полимер, Вода, Ацетон, Уретандиметакрилат, Модифицированный уретандиметакрилат, Триэтиленгликольдиметакрилат, 2-гидроксиэтилметакрилат, Многофункциональные диматекрилаты, Четверной алкил аммоний бентонит, Фото инициаторы.

Меры предосторожности:

Prima Quick содержит полимеризующиеся мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у подверженных ему людей. В случае контакта, тщательно промыть мылом и водой. При повышенной чувствительности кожи или, если заранее известна аллергия на метакрилатную смолу, прекратить использование.

Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией.

Производитель не несет ответственности за вред, принесенный в результате неправильного использования или обращения.

Условие хранения:

Хранить при температуре не выше +24°C.

Срок годности:

2 года с даты изготовления.

Генеральный дистрибьютор в Республике Беларусь:

ООО «Салвум»

220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97 | 24

+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77

т/ф +375 (17) 395 73 30, salvum.med@hotmail.com

