

Q-CERAM™

CERAMIC PRIMER

Q-Ceram
Праймер для керамики

Регистрационное удостоверение в РБ № ИМ-7.104884

Применение:

Праймер/кондиционер для керамических материалов таких как фарфор и цирконий. Используется для подготовки керамических коронок, виниров и вкладок к фиксации, а так же подготовки сломанных керамических коронок к восстановлению композитными материалами.

Инструкция по применению:

1. Очистите керамическую поверхность спиртом и тщательно просушите .
2. Откройте флакон Q-Ceram и нанесите 1-2 капли на палету после чего сразу закройте флакон.
3. Используя аппликатор нанесите необходимое количество праймера на поверхность керамики.
4. Подождите 2 минуты.
5. Аккуратно просушите воздухом в течении 20 секунд.
6. Переходите к фиксации.

Свойства:

Q-Ceram - одностадийный праймер для подготовки керамических поверхностей перед фиксацией композитными цементами. Q-Ceram улучшает фиксацию циркониевых коронок и не требует дополнительной обработки, такой как обработки пескоструйным аппаратом. Низкая вязкость праймера и высокие смачивающие свойства обеспечивают идеальное покрытие поверхности.

Состав:

Этанол, вода, органическая кислота, силанизирующий связующий агент, 4-META.

Условие хранения:

Хранить при температуре не выше +24°C.

Срок годности:

2 года с даты изготовления.

Предупреждение:

Избегайте контакта с кожей, слизистой оболочкой рта и глазами. В случае случайного контакта промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Упаковка:

400055 Q-Ceram

- Q-Ceram флакон, 5 мл - 1 шт.;
- Аппликаторы серые - 50 шт.;
- Палета для смешивания - 1 шт.

Генеральный дистрибьютор в Республике Беларусь:

ООО «Салвум»

220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97 | 24

+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77

т/ф +375 (17) 395 73 30, salvum.med@hotmail.com



2INS131BJM BL Rev.2 07/2019